

À  
MAG MED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 38.453.466/0001-15 | Banco: BRASIL | Agência: 3077-5 | Conta: 22656-4  
RUA PASCOAL SIMONE, 103 - COQUEIROS - 88.080-350 - FLORIANOPOLIS/SC |  
Magali da Silva Fagundes de Oliveira | (48) 3224-0599, | magmedhosp@gmail.com

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 628 SGPE 15085 2023**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE ACADEMIAS, DE FISIOTERAPIA, DE HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA A UDESC - RELANÇAMENTO, realizado em: 15/12/2022". A presente AF tem vigência até: 31/12/2023

| NOTA: 1   |            |              | Fonte: 0100 | Subação: 11038  | Natureza: 33903036 |
|---|------------|--------------|-------------|---|--------------------|
| Lote/Item   | Quantidade | Vir Unitário | Total Item  | [ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material  |                    |
| 45 / 107  | 10         | 65,96        | 659,60      | [ 00948-2-009 ] [ PECA ] [ ROSIDAL K/BANDAGEM ] BANDAGENS PRONTAS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE, Bandagem (Tipo Rosidal K). Especificação: Bandagem de Curta Elasticidade. Bandagem elástica de curto estiramento e alta compressão com elasticidade têxtil. Quando aplicada, exerce pressão contrária à expansão dos tecidos edemaciados, garantindo compressão. O tecido permite a passagem de ar reduzindo a possibilidade de maceração. Aplicada com voltas em espiral, a estrutura têxtil da bandagem evita escorregamento. Indicada no tratamento de linfedemas, devendo ser aplicada por profissional treinado e habilitado após a drenagem linfática manual. Indicada para a imobilização, para retenção de curativos e para enfaixamento compressivo. É também adequada para proporcionar alívio e suporte em traumatologia e medicina esportiva. Pode ser lavada a 40°C com detergente suave. Se contiver muita sujidade, pode ser lavada a 95°C por várias vezes sem perder a cor ou a estabilidade. Medida: 10 cm X 5 m.  |                    |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CAV/27572/MARCOS ROBERTO RODRIGUES - 10 |            |              |             |   |                    |
| 45 / 108  | 10         | 72,07        | 720,70      | [ 00948-2-010 ] [ PECA ] [ ROSIDAL SOFT/BANDAGEM ] BANDAGENS PRONTAS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, BANGEM DE ESPUMA DE BORRACHA, Bandagem de espuma de borracha tipo Rosidal Soft. Distribui sobre o membro do paciente uniformemente a pressão compressiva da Bandagem sobreposta e garante a terapia de compressão correta, evitando constrição. Confeccionada de forma macia com uma espuma de poliuretano livre de látex, que é muito permeável ao ar e à umidade. A ligadura de espuma de borracha é resistente ao rasgo e mantém a sua elasticidade mesmo após repetidas lavagens. Possui elástico no sentido do comprimento e largura, distribuição uniforme de pressão para compensar pequenas imperfeições na técnica de bandagem (por exemplo, constrição), aumenta o conforto do paciente, reduz o deslizamento, altamente permeável ao ar e à umidade, resistente a rupturas e elástico, com bordas cortadas, cor branco. Pode ser lavada 50 vezes no máximo. 95 ° C, pode ser esterilizado com vapor de água (134 ° C) e mantém a sua elasticidade e efeito amortecedor mesmo após a lavagem. Produto de alta qualidade. Medida: 10cm x 0,3cm x 2,5m. |                    |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CAV/27572/MARCOS ROBERTO RODRIGUES - 10 |            |              |             |   |                    |





# Assinaturas do documento



Código para verificação: **41S0ZG00**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **GLÓRIA MARIA FERNANDES** (CPF: 009.XXX.069-XX) em 18/04/2023 às 14:52:51  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:51 e válido até 30/03/2118 - 12:33:51.  
(Assinatura do sistema)

✓ **ANDRE THALER NETO** (CPF: 490.XXX.519-XX) em 18/04/2023 às 17:19:06  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 10/05/2022 - 11:23:00 e válido até 10/05/2025 - 11:23:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTUwODVfMTUwOThfMjAyM180MVMwWkcwTw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00015085/2023** e o código **41S0ZG00** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.